

C4

Sanitairreiniger

doseit
CLOVER



- **Systeem voor Doseringscontrole**
- **Verwijdert vlekken, lichaamsvetten en zeepresten**
- **Neutraliseert onaangename geuren**
- **Kan worden gebruikt op roestvrij staal**


USES

Een geconcentreerde, zure vloeistof, C4 kan worden gebruikt voor het reinigen en ontkalken van algemene wasruimteoppervlakken. De rode vloeistof bevat veilige citroenzuren, om kalkaanslag en organische afzettingen in een handeling te reinigen en te verwijderen. Beschikbaar in een pakket om 1 liter gecontroleerd te doseren.

Verwijdert kalkaanslag en organische afzettingen. Houdt toiletten, urinoirs en sanitair schoon en fris. C4 kan worden gebruikt op roestvrij staal.

1 liter C4 is goed voor 50 triggerflessen of 25 emmers met een gebruiksklare oplossing.

DOSERING




Wanneer de fles voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de doseercontroledop met de eerste productdosis worden gevuld. Keer de fles gedurende 3 seconden om. Nu is de eerste 20 ml van het product klaar om te worden gedoseerd.


Til de flip-flop dop op en keer de fles om, om een dosis van 20 ml van het product naar wens in een triggerfles of emmer te verdelen.

Zet na het doseren de fles rechtop en doseer nogmaals!

Aantal doseringen




Code: 534




Lavabos




Toiletten



Urinoirs




Muren



Betegelde vloeren

PH



VERPAKKING



1L

AANWIJZINGEN

Breng een verdunde oplossing aan met een doekje, triggerspray of dweil. Afspoelen met schoon water en laten drogen.

N.B. NIET GEBRUIKEN OP EMAIL OF ZUURGEVOELIGE OPPERVLAKKEN.



Dweilen



Handmatig
Reiniging



Sprayreiniging

CLOVER CHEMICALS LTD 
WHALEY BRIDGE, HIGH PEAK, SK23 7DQ.
TEL: +44 (0)1663 733114 FAX: +44(0)1663 733115
www.cloverchemicals.com

